

WIRELESS WHITENING ACCELERATOR

smilepen
SWISSWHI+E



INHALT:

1× Wireless Whitening Accelerator



VON ZAHNÄRZTEN ENTWICKELT

Professionelles Bleaching für Zuhause



LANGE AKKULAUFZEIT

Reicht für 4 Anwendungen

Der Wireless Whitening Accelerator sorgt in Kombination mit Power Whitening Gel für maximale Bleaching Resultate und bis zu 70% weissere Zähne. Der kabellose Whitening Accelerator mit 32 Rot und Blauen WaveLight LED's ist geeignet für die Anwendung zu Hause oder Unterwegs und lässt sich ganz einfach über das mitgelieferte Kabel laden.

ANWENDUNG

1. Reinigen Sie Ihre Zähne mit einer Zahnbürste.
2. Nun drücken Sie solange am Ende des Pens, bis Bleaching Gel austritt.
3. Tragen Sie das Gel auf alle sichtbaren Zähne gleichmässig auf. Achten Sie darauf, dass das Gel Ihr Zahnfleisch nicht berührt.
4. Umschliessen Sie das Whitening LED mit den Lippen und starten Sie die Zahnaufhellung über den Timerknopf.
5. Je nach Grad der Verfärbungen können Sie das Bleaching Gel für 15 - 30 Minuten einwirken lassen.
6. Entfernen Sie den Accelerator und waschen Sie den Mund mit warmem Wasser aus. Anschliessend können Sie das überschüssige Gel mit einer Zahnbürste und Zahnpasta entfernen. Die Home Bleaching Produkte werden ganz einfach mit Wasser gereinigt.
7. Sie können das Zahnbleaching einmal täglich anwenden, bis das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht

Hinweis: Funktioniert nur in Kombination mit den Smilepen Whitening Gels.