

WHITENING ACCELERATOR

smilepen
SWISSWHIT+E

Bleaching für bis zu 70% weisserere Zähne



INHALT:

1× Whitening Accelerator



KLINISCH GETESTET

Bis zu 70% weisserere Zähne



SMARTPHONE STROM

USB Stecker für Smartphone



32 BLAUE LED-LICHTER

Für Resultate wie beim Zahnarzt

Der Whitening Accelerator führt zu maximalen Bleaching-Erfolgen, zuhause oder unterwegs. Die 32 LEDs sorgen gemeinsam mit unserem Bleaching Gel für Aufhellung in kürzester Zeit. Der Accelerator kann mit Hilfe eines USB-Kabels jederzeit zum Beispiel an Ihrem Handy versorgt werden.

ANWENDUNG

1. Reinigen Sie Ihre Zähne mit einer Zahnbürste.
2. Nun drücken Sie solange am Ende des Pens, bis Bleaching Gel austritt.
3. Tragen Sie das Gel auf alle sichtbaren Zähne gleichmässig auf. Achten Sie darauf, dass das Gel Ihr Zahnfleisch nicht berührt.
4. Umschliessen Sie das Whitening LED mit den Lippen und starten Sie die Zahnaufhellung über den Timerknopf.
5. Je nach Grad der Verfärbungen können Sie das Bleaching Gel für 15-30 Minuten einwirken lassen.
6. Entfernen Sie den Accelerator und waschen Sie den Mund mit warmem Wasser aus. Anschliessend können Sie das überschüssige Gel mit einer Zahnbürste und Zahnpasta entfernen. Die Home Bleaching Produkte werden ganz einfach mit Wasser gereinigt.
7. Sie können das Zahnbleaching einmal täglich anwenden, bis das Ergebnis Ihren Wünschen entspricht

Hinweis: Funktioniert nur in Kombination mit mit den Smilepen Whitening Gels.