

# SONICBLUE WHITENING TOOTHBRUSH

smilepen  
SWISSWHIT+E

Schallzahnbürste mit 6 WaveLight LEDs



## INHALT:

- 1× Sonicblue Wavelight Toothbrush
- 2× Bürstenköpfe
- 1× Ladestation
- 1× Boost Gel



## WAVELIGHT TECHNOLOGIE

Aufhellung während der Reinigung



## LANGE AKKULAUFZEIT

Hält bis zu 4 Wochen



## 5 MINUTEN SMART TIMER

Für optimale Sauberkeit

Die SonicBlue Whitening Toothbrush mit Blaulicht-LEDs verstärkt die Zahnaufhellung bei der täglichen Zahnreinigung. Für Pflegebewusste, die nichts dem Zufall überlassen wollen. Mit zwei professionellen Bürstenköpfen. Hinweis: Funktioniert nur in Kombination mit den Smilepen Whitening Gels / Zahnpasta.

**Inhaltsstoffe Boost Gel:** Aqua, Calcium Carbonate, Glycerin, Sodium Hypochlorite, Sodium Bicarbonate, Sodium Phytate, Monosodium Phosphate, Sodium Silicate, Pumice, Xylitol, Veegum, Menthol, Cellulose Gum, Citric Acid, Mica, Sodium Fluoride

## ANWENDUNG

Die SmilePen SonicBlue LED Electric Toothbrush besitzt verschiedene Programme für die professionelle Zahnreinigung.

**Clean:** Reinigen Sie Ihre Zähne gründlich durch 31.000 Bürstestriche in der Minute.

**Sensitive:** Wenn Sie die Vibrationen als zu stark empfindet, kann erstmal mit dem milderen Programm gestartet werden.

**Polish:** Mit diesem Programm wird das beste Finish für deine Zähne herausgeholt.

**White:** Hier geht die Zahnbürste stärker gegen Verfärbungen durch Kaffee und Tee vor.

So funktioniert die Zahnbürste:

1. Setzen Sie den Zahnbürstenkopf in Pfeilrichtung auf die Elektrozahnbürste.
2. Geben Sie etwas Zahnpasta auf den Bürstenkopf und feuchten Sie diesen an.
3. Wählen Sie zwischen den verschiedenen Programmen aus: Clean, Sensitive, Polish und White.
4. Jedes Programm dauert zwei Minuten. Nach 30 Sekunden zeigt die Schallzahnbürste durch eine kleine Pause an, dass die Position gewechselt werden sollte.
5. Nach dem Zähneputzen spülen Sie den Mund mit Wasser aus und reinigen die Zahnbürste unter klarem Wasser. Lächeln nicht vergessen.